


Sumo2/3 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa) - P61956 / P55854

商品番号: CM0022476



前書き

ヒトSUMO2/3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性のあるSUMO2およびSUMO3を検出します。SUMO化およびプロテアソーム分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO2/3 ウサギ pAb
備考/別名	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6613/6612
GeneID	6613/6612
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSUMO2/3 (NP_008868.3) のアミノ酸1-95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61956/P55854
タンパク質分子量	11 kDa
配送	氷袋