

Surf4 ウサギ Pab - O15260

商品番号: CM0020196

前書き

SURF4 ウサギ pAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒトSURF4（ERV29としても知られています）を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。SURF4は、リポタンパク質分泌における小胞体カーゴ受容体として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SURF4 ウサギ pAb
備考／別名	ERV29; SURF4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6836
GeneID	6836
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15260
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ