


対称ジメチル-ヒストンH3-R17ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Db, Ihc-P, Elisa

商品番号: CM0000332



前書き

ヒストンH3のR17における対称ジメチル化を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、ドットブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種と交差反応します。エピジェネティクス研究およびヒストン修飾解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	対称ジメチル-ヒストンH3-R17ウサギmAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 対称ジメチル-ヒストンH3-R17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3-R17 (NP_003520.1) のR17周辺の対称ジメチル化合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック