


対称ジメチル化ヒストンH3-R2 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431)

For Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq

商品番号: CM0000342



前書き

ヒストンH3 (Q16695/P68431)

のアルギニン2番目の対称ジメチル化を認識するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA、ChIP-

seqで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応し、幅広い種での反応性が予測されます。エピジェネティクス研究やヒストン修飾研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	対称ジメチル化ヒストンH3-R2 ウサギ pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR2周辺の合成対称ジメチル化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	メチル化抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（幅広い種での反応性を予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送	保冷バッグ