


対称性ジメチル化ヒストンH3-R26 ウサギPab (Q16695/P68431)

Wb、If/Icc、Elisa用

商品番号: CM0000290



前書き

対称性ジメチル化ヒストンH3-

R26を検出するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。エピジェネティクス研究および体外診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	対称性ジメチル化ヒストンH3-R26 ウサギpAb
備考/別名	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR26周辺の合成対称性ジメチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ