


対称ジメチル-ヒストンH3-R8 (Q16695/P68431)

ウサギMab（ウェスタンブロット、Ihc、If/Icc用）

商品番号: CM0000288



前書き

WB、DB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの対称ジメチル-ヒストンH3-R8

ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットおよび広範な種に反応します。16kDaのバンドを検出；ヒストン修飾およびクロマチン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8 Rabbit mAb
備考/別名	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド：ヒト ヒストンH3 (NP_003520.1) のR8周辺の合成対称ジメチル化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
アプリケーション	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の種で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋