

対称性ジメチル化ヒストンH3-R8 ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa、Chip-Seq用

商品番号: CM0000372



前書き

ヒトヒストンH3 (UniProt Q16695/P68431) のR8部位における対称性ジメチル化に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP-seqでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットをはじめ、他の種とも交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	対称性ジメチル化ヒストンH3-R8 ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR8周辺の対称性ジメチル化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷剤