


## 対称ジメチル-ヒストンH3-R8ウサギポリクローナル抗体 (Q16695/P68431) For Wb, Elisa, Chip

商品番号: CM0000349



### 前書き

対称ジメチル-ヒストンH3-R8 (SWISS Q16695/P68431)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、ELISA、ChIPに適しています。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種（広範囲に予測）を認識します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | 対称ジメチル-ヒストンH3-R8ウサギpAb                                                                          |
| 備考/別名       | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 対称ジメチル-ヒストンH3-R8 |
| 種           | ヒト                                                                                              |
| GeneID (ヒト) | H3                                                                                              |
| GeneID      | 8290/8350                                                                                       |
| 免疫原         | 合成ペプチド：ヒトヒストンH3 (NP_003520.1) のR8周辺の対称ジメチル化合成ペプチド。                                              |
| ソース         | ウサギ                                                                                             |
| カテゴリー       | メチル化抗体                                                                                          |
| アプリケーション    | WB, ELISA, ChIP                                                                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）                                                                          |
| SWISS       | Q16695/P68431                                                                                   |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                                                                           |
| 配送          | アイスバッグ                                                                                          |