


対称性ジメチル化ヒストンH4-R3 (P62805)

ウサギポリクローナル抗体、Wb・Ihc・If/Icc・Elisa用途

商品番号: CM0000302



前書き

対称性ジメチル化ヒストンH4-R3 ウサギpAb (P62805) はWB、DB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒストンH4のArg3における対称性ジメチル化を認識します。ヒト、マウス、ラットと反応し、広範な種での交差反応性が予測されています。エピゲノム研究やヒストン修飾解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	対称性ジメチル化ヒストンH4-R3 ウサギpAb
備考／別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; 対称性ジメチル化ヒストンH4-R3
種	ヒト
遺伝子シンボル (ヒト)	H4
遺伝子ID	8359
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH4 (NP_003529.1) のアミノ酸1-100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	メチル化抗体
用途	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲での反応が予測される)
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤