


エピゲノム研究用 対称性ジメチル化ヒストンH4-R3 ウサギモノクローナル抗体 (P62805)

商品番号: CM0000251



前書き

Arg3位の対称性ジメチル化ヒストンH4（P62805）に特異的なウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、IF/ICC、ドットブロット、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットのヒストンH4と交差反応します。ヒストンコードやエピゲノム制御機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	対称性ジメチル化ヒストンH4-R3 ウサギmAb
別名	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8359
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4（NP_003539.1）のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	WB, IF/ICC, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤