

シナプトフィジン ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Ip、Elisa対応） - P08247

商品番号: CM0007978

前書き

シナプトフィジン

ウサギモノクローナル抗体（クローン指定なし）。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IP、IF、IHC-P、ELISAでの検証済みです。シナプス小胞タンパク質p38（約34 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	シナプトフィジン Rabbit mAb
別名	SYP; SYN; MRX96
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6855
GeneID	6855
免疫原	ヒトシナプトフィジン（NP_003170.1）のアミノ酸224～313番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08247
タンパク質分子量	34 kDa
発送	氷袋