

シンタキシン 4 ウサギ モノクローナル抗体 - Q12846

商品番号: CM0006231

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用の高品質シンタキシン4ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性があります。SNAREを介した小胞輸送とグルコース輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シンタキシン 4 ウサギ mAb
備考/別名	STX4A; p35-2; Syntaxin 4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6810
GeneID	6810
免疫原	ヒトシンタキシン4 (NP_004595.2) のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12846
タンパク質分子量	34 kDa
輸送	氷袋