


Syvn1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Tm6

商品番号: CM0025244



前書き

ERADに関与するE3ユビキチンリガーゼであるヒトSYVN1（HRD1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。ERストレス、アポトーシス、ユビキチン化経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYVN1 Rabbit pAb
別名	DER3; HRD1; SYVN1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	84447
GeneID	84447
免疫原	ヒトSYVN1 (NP_757385.1) のアミノ酸500～600番領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86TM6
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	氷袋梱包