

T-Bet/Tbx21 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Fc（細胞内）、Elisa用） - Q9Ul17

商品番号: CM0004604

前書き

ヒト T-bet/Tbx21 (TBX21; T-PET; T-bet) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、FC（細胞内）、ELISAに使用可能。Th1細胞系列および転写因子研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	T-bet/Tbx21 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30009
GeneID	30009
免疫原	ヒト T-bet/Tbx21 のアミノ酸322-535に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_037483.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、FC（細胞内）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UL17
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ