

Tab1 Rabbit Mab For Wb, If/Icc, Elisa - Q15750

商品番号: CM0004309



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証された高品質なTAB1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTAB1を検出します。自然免疫およびMAPKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAB1 Rabbit mAb
備考/別名	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
種	ヒト
遺伝子ID	10454
免疫原	ヒトTAB1 (Q15750) のアミノ酸405-504領域内の合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15750
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ