

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Taf15ウサギモノクローナル抗体 - Q92804

商品番号: CM0011523



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みのTAF15ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写およびRNA結合タンパク質の研究に最適です。SWISS: Q92804。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAF15ウサギmAb
備考／別名	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFII68, TAF15
種	ヒト
GeneID	8148
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92804
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ