


Wb、Ip、Elisa用Taf6Lウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6J9

商品番号: CM0016048



前書き

TAF6L (PAF65A) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISAで検証済み。PCAF複合体、ヒストンアセチル化、転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAF6L ウサギpAb
備考／別名	PAF65A ; TAF6L
種	ヒト
Gene ID	10629
免疫原	ヒトTAF6L (NP_006464.1) のアミノ酸1〜200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6J9
タンパク質分子量	68kDa
輸送条件	保冷バッグ