

Tarbp2 ウサギ Pab (Wb用) - Q15633

商品番号: CM0027388



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証されたTARBP2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTARBP2（miRNAプロセッシングおよびRNAサイレンシングに重要なRISCローディング複合体サブユニット）を認識します。ウイルス感染研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TARBP2 ウサギ pAb
備考/別名	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
種生物	ヒト
GeneID (ヒト)	6895
GeneID	6895
免疫原	ヒトTARBP2 (NP_599150.1) のアミノ酸1-366に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15633
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスパック