


WbおよびElisa用Tazラビットモノクローナル抗体 - Q9Gzv5

商品番号: CM0006986



前書き

WBおよびELISAで検証されたTAZラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWWTR1/TAZを検出します。Hippoシグナリング、臓器サイズ制御、および腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAZ Rabbit mAb
備考/別名	TAZ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25937
GeneID	25937
免疫原	ヒトTAZ (NP_056287.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV5
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋