

Tbca ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - O75347

商品番号: CM0015719



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのTBCAウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTBCA（チューブリン折り畳みコファクターA）と反応します。TBCAは、チューブリンの組み立てと細胞骨格の完全性に不可欠な13 kDaのシャペロンタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

項目	仕様
製品名	TBCA ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	TBCA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6902
GeneID	6902
免疫原	ヒトTBCAのアミノ酸1-108に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004598.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75347
タンパク質重量	13kDa
配送	アイスバッグ