

Tbx2 ウサギ Pab - Q13207

商品番号: CM0015263

前書き

TBX2

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。発生過程およびEMTに
関与する転写因子であるヒト、マウス、ラットのTBX2を検出します。癌研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX2 ウサギ pAb
略称/別名	VETD; TBX2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6909
GeneID	6909
免疫原	ヒトTBX2 (NP_005985.3) のアミノ酸604-712番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13207
タンパク質分子量	75kDa
発送方法	氷袋梱包