


Wb、Elisa用Tbx5ウサギポリクローナル抗体 - Q99593

商品番号: CM0014911



前書き

心臓の発生と四肢形成に不可欠なTボックス転写因子であるTBX5に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのTBX5を認識します。発生生物学および心臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX5ウサギpAb
備考/別名	HOS; TBX5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6910
遺伝子ID	6910
免疫原	ヒトTBX5のアミノ酸1〜70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_852259.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99593
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷バッグ