

Tceb2 ウサギ Pab - Q15370

商品番号: CM0025131



前書き

ヒトTCEB2/エロンゲインBに対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。転写伸長およびユビキチンリガーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCEB2 ウサギ pAb
略称/別名	SIH; TCEB2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6923
GeneID	6923
免疫原	ヒトTCEB2 (NP_009039.1) のアミノ酸1-118に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15370
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤