

WbおよびElisa用Tchhウサギポリクローナル抗体 - Q07283

商品番号: CM0022787

前書き

WBおよびELISAで検証済みのTCHHウサギポリクローナル抗体。毛包内根鞘および表皮の分化に重要な254 kDaの中間径フィラメント関連タンパク質である、ヒトおよびマウスのトリコヒアリンを検出します。皮膚科学および角化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCHHウサギpAb
備考／別名	THH; THL; TRHY; UHS3; TCHH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7062
GeneID	7062
免疫原	ヒトTCHH (NP_009044.2) のアミノ酸100〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q07283
タンパク質分子量	254 kDa
配送	保冷剤