

Tet3 ウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q8Bg87

商品番号: CM0004191



前書き

CamelBioは、マウスにおいてWBおよびELISAで検証済みのTET3ウサギモノクローナル抗体を提供します。初期胚発生におけるエピジェネティックな再プログラミングとDNA脱メチル化の研究に - Q8BG87。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TET3 ウサギ mAb
備考/別名	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
種	マウス
GeneID (ヒト)	200424
GeneID	194388
免疫原	マウスTET3（Q8BG87）のアミノ酸1-285に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8BG87
タンパク質分子量	195kDa
発送	保冷バッグ