

Tet3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O43151

商品番号: CM0027000



前書き

組換えヒトTET3（aa 1551-1650）を免疫原として作製したウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。エピジェネティクスおよび発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TET3 ウサギ pAb
備考/別名	BEFAHRS; hCG_40738; TET3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	200424
GeneID	200424
免疫原	ヒトTET3（NP_001274420.1）のアミノ酸1551-1650に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43151
タンパク質分子量	194kDa
配送	アイスバッグ