

Wb、Elisa用 Tfpf ウサギポリクローナル抗体 - P10646

商品番号: CM0023491



前書き

ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAについて
 検証済みの高品質TFPIウサギポリクローナル抗体。血液凝固に関与する組織因子経路阻害因子を標的とします。研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFPI Rabbit pAb
備考/別名	EPI, TFI, LACI, TFP11, TFP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7035
GeneID	7035
免疫原	ヒトTFPI (NP_001027452.1) のアミノ酸29-224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10646
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ