

Tgf Beta 1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P01137

商品番号: CM0014547



前書き

ヒトTGF beta 1（UniProt P01137）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのTGF beta 1を認識します。TGFβシグナル伝達、線維症、免疫調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF beta 1 ウサギ pAb
備考/別名	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7040
GeneID	7040
免疫原	ヒトTGF beta 1（NP_000651.3）のアミノ酸30-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01137
タンパク質分子量	44 kDa
発送	アイスバッグ