


Tgf-B 受容体 Ii ウサギ Pab - P37173

商品番号: CM0017386



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用のTGF- β 受容体II（TGFBR2）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの標的を検出。TGF- β シグナル伝達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF- β 受容体 II ウサギ pAb
備考/別名	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBRII; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; TGF- β 受容体 II (TGFBR2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7048
GeneID	7048
免疫原	ヒト TGF- β 受容体 II (TGFBR2) (NP_003233.4) のアミノ酸 23-280 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37173
タンパク質分子量	65 kDa
発送	保冷バッグ