

Tgfb2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P61812

商品番号: CM0027142



前書き

ヒトTGFB2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。組換え免疫原（aa 21-414）。標的は、血管新生および心臓発生を調節する多機能サイトカインであるTransforming growth factor beta-2 proproteinです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGFB2 Rabbit pAb
備考/別名	LDS4; G-TSF; TGF-beta2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7042
GeneID	7042
免疫原	ヒトTGFB2 (NP_003229.1) のアミノ酸21-414に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P61812
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋