


Thoc4/Alyref ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q86V81

商品番号: CM0009942



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのTHOC4/ALYREFウサギモノクローナル抗体です。mRNA輸出とプロセッシングに関与するヒト、マウス、ラットのTHO複合体サブユニット4を検出します。癌およびRNA生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	THOC4/ALYREF ウサギmAb
備考/別名	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10189
GeneID	10189
免疫原	合成ペプチド：ヒトTHOC4/ALYREF（Q86V81）のアミノ酸158～257番目の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86V81
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤