

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用チミジル酸合成酵素 ウサギモノクローナル抗体 - P04818

商品番号: CM0006347



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA用にバリデート済みのチミジル酸合成酵素 ウサギモノクローナル抗体 (P04818)。ヒト、マウス、ラットに反応します。ヌクレオチド代謝研究および体外診断用医薬品(IVD)アッセイ開発に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チミジル酸合成酵素 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TS; TMS; DKCD; HST422; Thymidylate synthase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7298
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトチミジル酸合成酵素 (NP_001062.1) のアミノ酸1-313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04818
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ