


Tiam1 ウサギ Pab (Wb、Ihc-P、Elisa用) - Q13009

商品番号: CM0014550



前書き

TIAM1 ウサギ pAbは、WB、IHC-P、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。ヒトおよびラットのTIAM1を検出します。TIAM1はRAC1/CDC42シグナリングを介して細胞接着と遊走を調節するRho GEFです。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIAM1 ウサギ pAb
備考/別名	NEDLDS; TIAM-1; TIAM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7074
GeneID	7074
免疫原	ヒトTIAM1 (NP_003244.2) のアミノ酸1392-1591に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13009
タンパク質分子量	178kDa
発送	保冷バッグ