


Tim-3/Havcr2 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q8Tdq0

商品番号: CM0016220



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのTIM-3/HAVCR2ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに反応します。T細胞制御における免疫チェックポイント機能の研究や、がん免疫療法研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIM-3/HAVCR2 ウサギ pAb
備考／別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84868
GeneID	84868
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTIM-3/HAVCR2（NP_116171.3）のアミノ酸22～202に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質重量	33kDa
輸送	保冷バッグ