

Timmdc1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q9Npl8

商品番号: CM0020436

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのTIMMDC1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア複合体Iアセンブリー因子を標的とし、代謝およびミトコンドリア病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMMDC1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
種	ヒト
遺伝子ID	51300
免疫原	ヒトTIMMDC1の206-285アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057673.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPL8
タンパク質重量	32kDa
配送	アイスバッグ