

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Tlr2ウサギポリクローナル抗体 - O60603

商品番号: CM0015172



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証されたTLR2ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットのTLR2と反応します。自然免疫および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLR2 Rabbit pAb
備考/別名	TL4; CD282; TLR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7097
GeneID	7097
免疫原	ヒトTLR2 (NP_003255.2) のアミノ酸600-700領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60603
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ