

Wb、If/Icc、Elisa用Tlr4ウサギポリクローナル抗体 - O00206

商品番号: CM0015266



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのTLR4ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。LPSおよびDAMPsに対する自然免疫応答に関与するToll様受容体4を標的とします。炎症および感染研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	TLR4ウサギpAb
備考／別名	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7099
遺伝子ID	7099
免疫原	ヒトTLR4 (NP_612564.1) のアミノ酸27～228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00206
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ