

Tm4Sf19 ウサギ Pab - Q96Dz7

商品番号: CM0021415

前書き

WB、IF-P、ELISA用TM4SF19ウサギポリクローナル抗体 (OCTM4)。ヒトおよびマウスのTM4SF19（V-ATPaseおよび破骨細胞の成熟を制御する22 kDaのリソソーム膜タンパク質）を認識します。免疫学および骨研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TM4SF19 ウサギ pAb
備考/別名	OCTM4; TM4SF19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	116211
GeneID	116211
免疫原	ヒト TM4SF19 (NP_001191827.1) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96DZ7
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋