

Tm9Sf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O15321

商品番号: CM0025164

前書き

WBおよびELISA用のTM9SF1ウサギポリクローナル抗体です。オートファジー関連の膜貫通タンパク質であるヒトおよびマウスのTM9SF1を標的としており、オートファジーや膜タンパク質研究における研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TM9SF1 Rabbit pAb
別名	MP70; HMP70; TM9SF1
種	ヒト
GeneID	10548
免疫原	ヒトTM9SF1（NP_006396.2）のアミノ酸28～230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15321
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷剤