

Tmem165 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Hc07

商品番号: CM0022167

前書き

ゴルジ体の2価陽イオンアンチポーターであるヒトTMEM165に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済み。糖鎖合成異常やイオン輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TMEM165 Rabbit pAb
別名	FT27; GDT1; CDG2K; TPARG; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55858
GeneID	55858
免疫原	ヒトTMEM165 (NP_060945.2) のアミノ酸172-230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HC07
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤