

Tmem184A ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q6Zmb5

商品番号: CM0030846

前書き

TMEM184A
ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトTMEM184A（SDMG1）を検出し、マウスおよびラットと交差反応します。小胞輸送に関与するヘパリン受容体。血管生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM184A ウサギ pAb
備考/別名	SDMG1; TMEM184A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	202915
遺伝子ID	202915
免疫原	ヒトTMEM184A（NP_001091089.1）のアミノ酸324-413に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q6ZMB5
タンパク質分子量	46kDa
発送	氷袋