

Tmem43 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Btv4

商品番号: CM0025534

前書き

ヒトTMEM43（LUMA）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAで実証済みで、マウスと交差反応します。核膜構造、cGAS-STINGを介した自然免疫シグナル伝達、NF-κB活性化の研究に適しており、45kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM43 Rabbit pAb
別名	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79188
GeneID	79188
免疫原	ヒトTMEM43（NP_077310.1）のアミノ酸80～310番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BTV4
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷剤