

Tmem44 ウサギポリクローナル抗体 - Q2T9K0

商品番号: CM0019917

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのTMEM44
ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの
交差反応性があります。ヒト膜タンパク質44（TMEM
44）、スプライシングアイソフォームを持つ膜リント
ンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM44 ウサギ pAb
備考/別名	TMEM44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	93109
GeneID	93109
免疫原	ヒトTMEM44 (NP_001159777.1) のアミノ酸110-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q2T9K0
タンパク質分子量	52kDa
配送条件	氷袋