

Tmem55A ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q8N4L2

商品番号: CM0020409

前書き

ヒトTMEM55A（PIP4P2）に対するウサギポリクローナル抗体。TMEM55Aは、脂質代謝に関与するタイプ2ホスファチジルイノシトール4,5-ビスリン酸4-ホスファターゼです。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM55A ウサギ pAb
備考/別名	TMEM55A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55529
GeneID	55529
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTMEM55A（NP_061180.1）のアミノ酸130-195に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8N4L2
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ