

Tmx2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y320

商品番号: CM0019290



前書き

TMX2

ウサギポリクローナル抗体（Q9Y320）は、WB、IHC

-
P、IF/ICC、ELISAに使用できます。ヒト、マウス、
ラットで検証済みです。チオレドキシン関連膜貫通タンパク質2の酸化還元調節および小胞体-
ミトコンドリア機能における役割を調査します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMX2 ウサギ pAb
備考/別名	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51075
遺伝子ID	51075
免疫原	ヒトTMX2 (NP_057043.1) のアミノ酸128-296に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y320
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ