

Tnnt3 ウサギ Pab - P45378

商品番号: CM0015409

前書き

ヒトTNNT3（速筋トロポニンT）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに使用できます。マウスおよびラットと交差反応します。筋収縮および筋疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNNT3 ウサギ pAb
備考／別名	TNNT3; DA2B2; beta-TnTF; TNNT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7140
遺伝子ID	7140
免疫原	ヒトTNNT3 (NP_001036246.1) の147～256番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P45378
タンパク質分子量	32 kDa
配送	保冷バッグ