

## Wb、If/Icc、Elisa用 Tomm34 ウサギポリクローナル抗体 - Q15785

商品番号: CM0028490

### 前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みのTOMM34 ウサギpAb。ミトコンドリア輸入受容体TOM34を標的とし、ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアタンパク質輸入およびシャペロン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | TOMM34 ウサギpAb                                         |
| 備考/別名       | TOM34; URCC3; HTOM34P; TOMM34                         |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 10953                                                 |
| GeneID      | 10953                                                 |
| 免疫原         | ヒトTOMM34 (NP_006800.2) のアミノ酸1-309に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q15785                                                |
| タンパク質分子量    | 35kDa                                                 |
| 配送          | アイスバッグ                                                |