

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Tomm7ウサギモノクローナル抗体 - Q9P0U1

商品番号: CM0007057



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証された、高特異性のTOMM7ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルに反応します。ミトコンドリア輸送、PINK1/Parkinミトファジー、およびTOM複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOMM7 Rabbit mAb
備考/別名	TOM7; TOMM7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54543
免疫原	ヒトTOMM7 (NP_061932.1) のアミノ酸37-55に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P0U1
タンパク質分子量	6kDa
配送	アイスバッグ