


トポイソメラーゼIIα/Top2A ウサギMab（Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用）- P11388

商品番号: CM0011770



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用のトポイソメラーゼIIα/TOP2Aウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。免疫原：C末端領域由来の合成ペプチド。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トポイソメラーゼIIα/TOP2A ウサギmAb
備考/別名	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha
種	ヒト
Gene ID	7153
免疫原	合成ペプチド ヒトのトポイソメラーゼIIα/TOP2A (NP_001058.2) のアミノ酸1431~1531内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11388
タンパク質重量	174 kDa
輸送	保冷バッグ