


Tp53Bp1 ウサギ Pab - Q12888

商品番号: CM0019150



前書き

Western blot、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのTP53BP1ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットに反応します。二本鎖切断修復およびクラススイッチ組換え研究に必須の214 kDa DNA修復タンパク質53BP1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TP53BP1 ウサギ pAb
備考／別名	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7158
遺伝子ID	7158
免疫原	ヒトTP53BP1 (NP_005648.1) の895～1031アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12888
タンパク質分子量	214 kDa
輸送	保冷剤